



ONCOPATH SRL

Via Archimede, 160  
FLORIDIA (SR)  
Www.onco-path.it  
info@onco-path.it  
tel. 0931-1911328  
Fax 0931-949667

## PROCEDURA PER L'INVIO DEI CAMPIONI BIOLOGICI

---

Nel manipolare i campioni utilizzare sempre contenitori sterili, guanti e pipette monouso. Ogni provetta deve essere siglata con il nome e cognome del paziente e deve essere accompagnata dal **MODULO ACCETTAZIONE PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE (Mod. APD)**, compilati e firmati da parte del paziente, scaricabili dal sito Internet **www.onco-path.it**

Il cliente, con l'inoltro della richiesta, dichiara sotto la propria responsabilità che il paziente ha preso visione e accettato le condizioni contenute nei predetti moduli e ha prestato il relativo consenso; prende, altresì, atto che la mancata sottoscrizione e il mancato ricevimento dei moduli, potrebbe non consentire a OncoPath srl di eseguire la prestazione richiesta.

OncoPath S.r.l. accetta SOLO i campioni biologici prelevati correttamente e a tale scopo viene allegata una tabella sinottica per informare delle modalità di prelievo, conservazione e trasporto dei campioni biologici.

Per esigenze diverse contattare il personale di laboratorio.

---

### RICEZIONE DI ORDINI E RITIRO DEI CAMPIONI

Il ritiro dei campioni viene effettuato tramite prenotazione gestita dal personale di OncoPath. Le richieste per il ritiro dei campioni e la prenotazione dei ritiri vengono acquisite telefonicamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 10.00 al numero **0931-949667** oppure tramite e-mail a **info@onco-path.it**.

---

### IMBALLAGGIO E PREPARAZIONE DELLA SPEDIZIONE

Per la spedizione il campione biologico dovrà essere preparato con triplo involucro e munito di **DICHIARAZIONE ACCOMPAGNATORIA** ( richiesta per legge ).

Le Istruzioni per la Spedizione dei Campioni sono scaricabili dal sito internet **www.onco-path.it**.

OncoPath fornisce gratuitamente, ai propri clienti, il trasporto e gli imballi necessari per il campione biologico

## DICHIARAZIONE ACCOMPAGNATORIA

Il materiale biologico allegato viaggia ottemperando alle normative ADR (Accordo Europeo relativo al trasporto internazionale stradale di merci pericolose), applicato anche ai trasporti nazionali (Direttiva 94/55/CE). Il codice relativo ai Campioni Clinici o di Diagnostica è UN 3373. In particolare l'imballaggio viene preparato con un imballo primario (ermetico), secondario (ermetico e assorbente), terziario (resistente a urti e sbalzi termici).



## MODALITA' DI INVIO DEI CAMPIONI

Tipo di campione biologico	Prelievo e conservazione	T°
Sangue periferico	Provette K3 EDTA conservate in frigo fino a 48 ore	TA
Plasma EDTA	Provette K3 EDTA conservate in frigo. Se il plasma viene separato può essere conservato in frigo fino a 2 gg o in freezer fino alla spedizione.	TA
Siero per HCV/HBV	Provetta SENZA additivi conservate in freezer fino alla spedizione. Centrifugare il sangue e 3000 giri/min per 15 minuti e	-20°
Tampone buccale a secco	Prelievo della parte interna della guancia mediante tampone a secco, conservato in frigo fino a 2gg	TA
Tampone vaginale (prelievo di citologia liquida)	Prelievo del canale vaginale o cervicale mediante tampone o brush in fase liquida. Conservare in frigo fino a 2gg.	TA
Biopsie e tessuti paraffinati	5-8 sezioni da 4µm conservate in provetta sterile + vetrino istologico E-E con la sezione neoplastica	TA
DNA già purificato	In acqua o buffer salino conservato in frigo fino a 1 settimana oppure in freezer (-20°) fino a 2 anni. Il DNA deve essere estratto mediante l'impiego di Kit di estrazione o mediante la metodica "classica" fenolo-cloroformio. Quantità minima 2 ug. Inviare in allegato la quantizzazione spettrofotometrica.	2-8°

T°: TEMPERATURA DI TRASPORTO

TA: TEMPERATURA AMBIENTE

## CAMPIONI ISTOLOGICI

ORGANO	FISSAZIONE	ISTRUZIONI PARTICOLARI
APPENDICE CIECALE	formalina 10 %	nessuna
ARTERIE E VENE	formalina 10 %	nessuna
ARTI	formalina 10 %	allegare alla richiesta le refertazioni relative agli esami radiologici, angiografici ed ecografici effettuati.
CAVO ORALE	formalina 10 %	nessuna
COLECISTI	formalina 10 %	nessuna
CUTE (es. istologico normale)	formalina 10 %	specificare se si tratta di biopsia escissionale od incisionale
CUTE (esame in immunofluorescenza: lupus band test, vasculite, pemfigo, pemfigoide, ecc.)	nessuna	specificare sulla richiesta l'ora del prelievo; inviare a fresco; avvolgere il campione in garza imbevuta con soluzione fisiologica; recapitare possibilmente entro 15 minuti dal prelievo
ENDOMETRIO	formalina 10 %	specificare sempre la data dell'ultima mestruazione
ESOFAGO (biopsia; esofagectomia segmentaria; esofagectomia subtotale; resezione esofago-gastrica, ecc.)	formalina 10 %	nessuna
FEGATO (agobiopsie; resezioni cuneiformi; segmentectomia, ecc.)	formalina 10 %	nessuna
GANGLI NERVOSI PERIFERICI	formalina 10 %	nessuna
GHIANDOLE SALIVARI (biopsia; nodulectomia; parotidectomia superficiale e totale; parotidectomia allargata; scialec-	formalina 10 %	nessuna
INTESTINO (biopsie; polipectomie; resezione segmentaria; emicolectomia; colectomia totale; amputazione retto-sigma, ecc.)	formalina 10 %	nessuna

LABBRO (biopsia; resezione cuneiforme)	formalina 10 %	nessuna
LARINGE (biopsia; cordectomia; laringectomia sovraglottica; laringectomia totale e allargata, ecc.)	formalina 10 %	per poter fornire dati corretti sui margini di resezione, le cordectomie devono giungere orientata.
LINFONODO (sospetta patologia linfoproliferativa)	formalina 10%	Se invio a fresco, specificare sulla richiesta l'ora del prelievo; avvolgere il campione in garza imbevuta con soluzione fisiologica; recapitare possibilmente entro 15 minuti dal prelievo
LINFONODO (sospetta metastasi o patologia non neoplastica)	formalina 10 %	nessuna
LINGUA (biopsia; resezione cuneiforme; emiglossectomia, ecc.)	formalina 10 %	nessuna
MAMMELLA (mastectomia, quadrantectomia, nodulectomia o biopsia per carcinoma; recidiva cutanea di carcinoma)	formalina al 10%	In caso di lesioni di piccole dimensioni, è auspicabile che siano contrassegnate con repere (filo, tatuaggio)
MAMMELLA (biopsia o nodulectomia per patologia benigna, mastoplastica riduttiva, ginecomastia, ecc.)	formalina 10 %	nessuna
MANDIBOLA (biopsia; resezioni alveolari; resezione segmentaria; emimandibolectomia, ecc.)	formalina 10 %	allegare alla richiesta le refertazioni relative ad eventuali esami radiografici
MEMBRANE SIEROSE (pleura, pericardio, peritoneo, vaginale testicolare, omento <b>per sospetto mesotelioma</b> )	formalina 10%	nessuna
MEMBRANE SIEROSE (altre patologie)	formalina 10 %	nessuna

MIDOLLO OSSEO (agobiopsia con ago di Jamshidi)	liquido di Zenker	specificare sulla richiesta l'ora del prelievo; recapitare entro 24 ore dall' esecuzione del prelievo; per motivi tecnici possono essere accettati solo i prelievi effettuati fino a 48 ore prima del giorno festivo.
MILZA (biopsia, splenectomia per sospetta malattia emolinfoproliferativa)	formalina 10%	nessuna
MILZA (biopsia, splenectomia per altre cause)	formalina 10 %	nessuna
MUSCOLO (biopsia per sospetta distrofia e patologia neuromuscolare)	nessuna	orientare opportunamente il frammento; specificare sulla richiesta l'ora del prelievo; inviare a fresco; recapitare possibilmente entro 15 minuti dall'asportazione
MUSCOLO (biopsie per altre patologie)	formalina 10%	nessuna
NASO E CAVITA' NASALI (biopsia; polipectomia; resezioni segmentali e atipiche, ecc.)	formalina 10 %	nessuna
OCCHIO (biopsie congiuntivali; enucleazione)	formalina 10 %	nessuna
OSSO (patologia neoplastica)	formalina 10 %	allegare radiografie della lesione e relativi referti
OSSO (altra patologia)	formalina 10 %	nessuna
OVAIO e TUBA UTERINA (biopsia; resezione cuneiforme; ovariectomia mono- o bilaterale; salpingo-ooforectomia; salpingectomia parziale o totale, ecc.)	formalina 10 %	nessuna
PANCREAS (biopsia; resezioni parziali; duodenocefalopancreatectomia, ecc.)	formalina 10 %	nessuna
PARATIROIDI	formalina 10 %	nessuna